

FUMIGATOR DENTAL CV-19



Napięcie wyjściowe:	AC220V 50 HZ
Moc:	90W
Funkcja:	dezynfekcja sprayem
Działanie:	pokrętko regulacji bezstopniowej
użyj obszaru:	10m ² ~50m ² (maksymalna kubatura 60 m ³)
Pojemność zbiornika na płyn do fumigacji:	11L
Wydajność rozpylania:	1100ml/h

Fumigator to urządzenie do sterylizacji pomieszczeń medycznych, salonów fryzjerskich, spa, kosmetycznych oraz innych pomieszczeń, które tego wymagają za pomocą suchej mgły wodorowej H₂O₂ (0,001/60m³).

Dezynfekcja polega na rozpylaniu mikrokropli płynu o rozmiarze minimum **5 µm** na bazie nadtlenku wodoru (stężenie 6 – 8%) lub innej substancji o działaniu wiruso-, grzybo- i bakteriobójczej.

Szybki proces dezynfekcji przestrzeni i powierzchni nie wymaga dalszych działań procesowych typu ogrzewanie czy neutralizacja.

Cechy fumigatora stomatologicznego:

- kubatura sterylizowanych pomieszczeń: 5 – 60 m³
- manualne programowanie trybu pracy
- pojemność środka dezynfekującego: 10 litrów
- możliwość stosowania różnych płynów dezynfekcyjnych

Zalety:

- wysoka skuteczność dezynfekcji
- bezpieczny i nietoksyczny sposób na dezynfekcję przestrzeni
- zdolność sterylizacji dużych przestrzeni w krótkim czasie

Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do oczyszczania maszyny, należy wyłączyć zasilanie i wtyczkę. Przetrzeć tylko miękką ściereczką zwilżoną wodą, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni. Nie należy używać rozcieńczalnika, toluenu, kwaśnego detergentu, lakieru itp. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wylać płyn do zbiornika na wodę rozpylacza i pozostawić go suchym.

